

| 货号 | 名称 | 规格 | 应用 |
|--------------|------------------------------------|--------|------|
| SP00117-0500 | D-HBSS, D-Hank's 平衡盐溶液, 不含钙、镁, 含酚红 | 500 mL | 细胞培养 |

D-HBSS, D-Hank's 平衡盐溶液, 不含钙、镁, 含酚红

产品说明书

产品规格: 500 mL

产品货号: SP00117-0500

1. 产品描述:

D-Hank's 平衡盐溶液是不含钙、镁离子的 Hank's 平衡盐溶液 (Hank's Balanced Salt Solution, HBSS), 是细胞分离或培养中常用的磷酸盐缓冲液之一, 主要成分包括 NaCl、KCl、KH₂PO₄、Na₂HPO₄、NaHCO₃ 和葡萄糖。D-Hank's 平衡盐溶液常用于细胞传代或组织解离前的洗涤、细胞解离液的配制、细胞或组织的运输以及细胞计数稀释液等。

本公司提供 D-HBSS, D-Hank's 平衡盐溶液, 不含钙、镁、酚红和 D-HBSS, D-Hank's 平衡盐溶液, 不含钙、镁, 含酚红两款产品。



2. 产品参数:

| | |
|--------------------|----------|
| 形态 | 液体 |
| 规格 | 500 mL |
| pH | 7.2-7.4 |
| NaHCO ₃ | 350 mg/L |
| 酚红指示剂 | 10 mg/L |
| 储存条件 | 常温 |
| 有效期 | 36个月 |

3. 注意事项:

- 1、本产品为即用型，已经过滤除菌，可直接使用，使用前无需稀释或过滤除菌等任何处理；
- 2、使用本产品时应注意无菌操作，避免污染；
- 3、由于D-Hank's平衡盐溶液NaHCO₃含量较低，不能用于5% CO₂的环境，若放入CO₂培养箱，溶液将迅速变酸，使用时应注意；
- 4、本产品仅用于科研或进一步研究使用，不用于诊断和治疗。

免责声明: 仅供科研使用，本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

