

DMEM 无糖

产品说明书

一、产品描述

Dulbecco's 改良培养基——DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) 是在 MEM 培养基的基础上研制的，与 MEM 培养基相比，氨基酸的含量增加了 2 倍，维生素增加了 4 倍，同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。DMEM 培养基现已广泛应用于各种细胞的培养，不含葡萄糖的 DMEM 培养基可以根据研究需要，随意调节葡萄糖的浓度，方便快捷。

二、产品信息

目录号	产品名称	规格
SP03081-0500	DMEM 无糖	500 mL

三、试剂指南

4°C 避光保存；运输条件：室温；有效期：12 个月



四、附加说明

产品组分：

形态	液体
浓度	1×
规格	500 mL
pH	7.2-7.4
L-谷氨酰胺	584 mg/L
NaHCO ₃	3700 mg/L
D-葡萄糖	无
丙酮酸钠	110 mg/L
HEPES 缓冲剂	无
酚红指示剂	15 mg/L
储存条件	2~8 °C
有效期	12 个月

注意事项

本产品已经过滤除菌；

使用时应注意无菌操作，避免污染；

为保持本产品的最佳使用效果，请勿进行冻融处理；

本产品仅用于科研，不用于诊断和治疗。

五、免责声明与客户服务

本产品应按照产品说明书所载明的适用范围、操作方法及储存条件使用。由于不同实验体系、样本来源及操作条件可能存在差异，用户在使用前应结合自身实验目的对产品适用性进行评估与验证。对于未按说明书要求使用、超出产品适用范围使用，或因操作条件变更而导致的实验结果差异或相关影响，本公司不承担相应责任。如需技术支持或更多产品信息，请联系 SPERIKON。

