

D-HBSS, D-Hank's 平衡盐溶液，不含钙、镁、酚红

产品说明书

一、产品描述

D-Hank's 平衡盐溶液是不含钙、镁离子的 Hank's 平衡盐溶液（Hank's Balanced Salt Solution, HBSS），是细胞分离或培养中常用的磷酸盐缓冲液之一，主要成分包括 NaCl、KCl、KH₂PO₄、Na₂HPO₄、NaHCO₃ 和葡萄糖。D-Hank's 平衡盐溶液常用于细胞传代或组织解离前的洗涤、细胞解离液的配制、细胞或组织的运输以及细胞计数稀释液等。

本公司提供 D-HBSS, D-Hank's 平衡盐溶液，不含钙、镁、酚红和 D-HBSS,D-Hank's 平衡盐溶液，不含钙、镁，含酚红两款产品。

产品参数：

形态	液体
规格	500 mL
pH	7.2-7.4
NaHCO ₃	350 mg/L
酚红指示剂	无
储存条件	常温
有效期	36 个月

二、产品信息

目录号	产品名称	规格
SP00117-0500	D-HBSS, D-Hank's 平衡盐溶液，不含钙、镁、酚红	500 mL

三、附加说明

注意事项

- 1、本产品为即用型，已经过滤除菌，可直接使用，使用前无需稀释或过滤除菌等任何处理；
- 2、使用本产品时应注意无菌操作，避免污染；
- 3、由于 D-Hank's 平衡盐溶液 NaHCO₃ 含量较低，不能用于 5% CO₂ 的环境，若放入 CO₂ 培养箱，溶液将迅速变酸，使用



时应注意；

- 4、本产品仅用于科研或进一步研究使用，不用于诊断和治疗。

四、免责声明与客户服务

本产品应按照产品说明书所载明的适用范围、操作方法及储存条件使用。由于不同实验体系、样本来源及操作条件可能存在差异，用户在使用前应结合自身实验目的对产品适用性进行评估与验证。对于未按说明书要求使用、超出产品适用范围使用，或因操作条件变更而导致的实验结果差异或相关影响，本公司不承担相应责任。如需技术支持或更多产品信息，请联系 SPERIKON。

